

Tabla de cocción VITADUR® ALPHA para In-Ceram

	Vt. °C	→	↗	↗ °C/min	Temp. aprox.°C	→	VAC
Cocción preparatoria (solo Inlay SPINELL)	600	6.00	6.00	67	1000	1.00	6.00
Cocción de fijación de colores de retoque	600	6.00	3.00	67	800	—	—
Cocción de dentina/ Cocción intermedia	600	6.00	6.00	60	960	1.00	6.00
1ª + 2ª Cocción de corrección	600	6.00	6.00	58	950	1.00	6.00
Glaseado	600	—	4.00	85	940	1.00	—
Glaseado con Fluid	600	4.00	4.00	85	940	1.00	—
Glaseado con polvos de glaseado	600	4.00	4.00	80	920	1.00	—