

# Tabla de cocción de VITA VMK 95

Cocción	Presec. °C	→	↗	Temp. aprox. °C	→	VAC
Oxidación	Sírvasse respetar las indicaciones de los fabricantes de las aleaciones.					
Cocción Wash	600	2.00	4.00	950	1.00	4.00
PASTE WASH OPAQUE	500	6.00	6.00	950	1.00	6.00
Cocción del opacador	600	2.00	4.00	930	1.00	4.00
PASTE OPAQUE	500	6.00	6.00	930	1.00	6.00
Cocción de polvos de hombro MARGIN	600	6.00	6.00	930	1.00	6.00
Cocción de dentina	600	6.00	6.00	930	1.00	6.00
1ª corrección	600	6.00	6.00	930	1.00	6.00
2ª corrección	600	6.00	6.00	920	1.00	6.00
Cocción de polvos de corrección CORRECTIVE	600	4.00	6.00	900	1.00	0.00
Glaseado	600	0.00	4.00	930	1.00	0.00
Glaseado con Akzent Fluid	600	4.00	4.00	930	1.00	0.00
Glaseado con Akz 25	600	4.00	4.00	900	1.00	0.00